

Rücken

Bandagen & Orthesen



Eigenschaften

- ✓ Leichtes und atmungsaktives Material
- ✓ Elastische Gurte für einfaches und individuelles Fixieren
- ✓ Auch geeignet für Patienten, die unter Osteoporose leiden

EXTO™ Light Black | Leichte Rückenstütze

Art.Nr.

EXT100

MiGeL 22.13.02.00.1

Beschreibung

Diese leichte Rückenstütze für eine Haltungsförderung trägt sich wie ein Rucksack und dient der Haltungskorrektur.

Die Y-Form streckt die Brustwirbel und korrigiert die Schulter – Nackenposition.

Indikationen

- ✓ Patienten mit schmerzhaftem Rundrücken
- ✓ Sitzkyphose und Osteoporose im Anfangsstadium
- ✓ kann der in der Rehabilitation für Schlüsselbeinfrakturen eingesetzt werden aufgrund des modernen Rucksackverband

Abmessen | Grössen in cm

	Pädiatrie	Petit	Small	Standard
	✓	✓	✓	✓
Taillenumfang	45-60	60-80	60-80	80-110
Körpergrösse	120-145	145-170	170-190	170-190



Abmessung Taillenumfang und Körpergrösse

-In der Grösse Pädiatrie auf Anfrage mit einer 10-14-tägigen Lieferzeit erhältlich.