

Hand

Bandagen & Orthesen



Eigenschaften

- ✓ Rip-Stop-Naht
- ✓ Lycra-Kompressionsmaterial
- ✓ Latexfrei

Finger Sleeve | für Ödem

Art.Nr. **908**

**Beschreibung**

Fingersleeves zur Behandlung von Fingerödem in drei verschiedenen Grössen.

Zur Ergänzung der Ödemhandschuhe bieten sich die Fingerlinge an, welche bei isolierten Ödemen im Fingerbereich verwendet werden können.

Diese Fingerhülsen können allein oder in Verbindung mit dem Handschuh verwendet werden, um eine optimale Ödemkontrolle zu gewährleisten. Sie sind aus dem gleichen Lycra®-Material wie die Handschuhe gefertigt. Das Design ermöglicht es, die Länge zu kürzen, ohne dass die Rip-Stop-Naht ausfranst. Bei höheren Belastungen kann die Naht mit einem Feuerzeug leicht angebrannt werden, um sie zusätzlich zu sichern.

Erhältlich in: klein, mittel und gross

Länge: 105 mm. Umfang: 30mm (distal) bis 85mm (proxal)

**Indikationen**

- ✓ hypertrophische Narben und Ödeme

**Abmessen | Grössen in cm**

Rechts und links universal tragbar

Umfang	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓			
<b>Distal</b>	20-30	30-40	40-50	50-60			
	✓	✓	✓	✓			
<b>Proxal</b>	40-55	50-65	60-75	70-85			

Abmessung distaler und proximaler Fingerumfang