

Hand

Bandagen & Orthesen



Eigenschaften

- ✓ Einfache Handhabung durch Schnürsystem
- ✓ Daumenschlaufe zur individuellen Justierung
- ✓ Thermoverformbare Kunststoffschiene

Manex Lace-up Wrist & Thumb | Handgelenkbandage

Art.Nr.

MR2272

MiGeL 05.07.01.00.1

Beschreibung

Handgelenkbandage mit einfachem Schnürsystem und zusätzlicher Daumenstabilisierung zur Entlastung des CMC-Gelenks.

Die neue Manex Lace-Up Wrist & Thumb Handgelenkbandage mit zusätzlicher Daumenstabilisierung zur Entlastung des CMC-Gelenks.

Die Bandage besteht aus dem Ventus™-Material, das atmungsaktiv und hautfreundlich ist und einen hohen Tragekomfort bietet.

Das einteilige Schnürsystem macht die Anwendung sehr einfach und der NRX®-Hakenverschluss kann überall auf der Oberfläche angebracht werden und bietet zusätzliche Stabilität für das Handgelenk.

Indikationen

- ✓ Allgemeine Daumen- und Handgelenksinstabilität
- ✓ Sehnenscheidenentzündungen
- ✓ Posttraumatische und postoperative Reizzustände

Abmessen | Größen in cm

Ausführung links/rechts

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	



Abmessung Handgelenkumfang