

Daumen

Bandagen & Orthesen



Eigenschaften

- ✓ Komfortable Passform
- ✓ Individuell anpassbar
- ✓ Thermoplast mehrfach wiederverwendbar

NRX® Thumb MCP · CMC · DeQ | Daumenbandagen

Art.Nr.

MR2350 MCP
MR2351 CMC
MR2352 DeQ

MiGeL 05.07.01.00.1

Beschreibung

Diese Daumenbandagen bieten die Möglichkeit, das thermoplastische Material innerhalb der Bandagentasche anzupassen.

Durch einfaches Einfüllen von heissem Wasser direkt in die Bandagentasche wird das Thermoplast weich und formbar. Dadurch lässt es sich innerhalb kurzer Zeit sicher und anatomisch korrekt direkt am Patienten anpassen.

Indikationen

- ✓ Verletzungen des Daumengrund- und Sattelgelenks
- ✓ Posttraumatische und postoperative Reizzustände

Abmessen | Größen in cm

Ausführung links/rechts

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | 13-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | | |



Abmessung Handgelenkumfang