

Ellbogen

Bandagen & Orthesen



Eigenschaften

- ✓ 100% latexfrei
- ✓ Eingearbeitete Silikonpads
- ✓ Ausgezeichnete Kompression

Epi Co-Tex | Ellbogenbandage

Art.Nr.

MR2810

MiGeL 05.08.07.00.1

Beschreibung

Diese latexfreie Ellbogenbandage verfügt über drei verschiedene Kompressionszonen. Dies bietet ausgezeichnete Kompression und unterstützt den Kapselgelenksapparat.

Die eingearbeiteten kühlenden Silikonpads wirken abschwellend und druckmindernd.

Indikationen

- ✓ Laterale und mediale Epicondylitis
- ✓ Bursitis
- ✓ Nervenentlastung Nervus Ulnaris

Abmessen | Größen in cm

Rechts und links universal tragbar

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33



Abmessung 10 cm unterhalb des Ellbogengelenkes