

Hand

Bandagen & Orthesen



**Eigenschaften**

- ✓ Flache und reissfeste Nähte
- ✓ Offene Fingerspitzen (MR910)
- ✓ Rechts und Links tragbar (MR910)
- ✓ Zusätzliches Handballenpolster (MR903)

**Kompressionshandschuh | offen & geschlossen**

**Art.Nr. MR910 offen**

**Art.Nr. MR903 geschlossen**

**Beschreibung**

**Kompressionshandschuh offen**

Weich und angenehm zu tragender Kompressionshandschuh zur Behandlung von leichten Ödemen in den Fingern und der Hand. Flache, reissfeste Nähte und offene Fingerspitzen erhöhen den Tragekomfort.

Das zusätzliche Schaumpolster erhöht den Lymphabfluss und kann separat und individuell eingesetzt werden.

**Kompressionshandschuh geschlossen**

Dieser Kompressionshandschuh hat die gleichen Vorteile und Länge wie Art. Nr. MR910 mit dem Unterschied, dass die Fingerspitzen geschlossen sind.

Die reissfesten Nähte der Fingerspitzen üben keinen unangenehmen Druck aus.

Zusätzlich wird ein kleines Handballen-Polster zwecks gezielter Drainage mitgeliefert.

**Indikationen**

- ✓ Leichte Ödeme im Hand- oder Fingerbereich
- ✓ Postoperativ nach Mamma ablatio

**Handballen-Polster**

Die Handballen-Polster Art. Nr. 910 sind auch separat erhältlich. Bei Art. Nr. MR903 ist schon ein Polster im Lieferumfang enthalten.

**Abmessen | Größen in cm**

Rechts und links universal tragbar (MR910)  
Ausführung links/rechts (MR903)

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>MR910</b>	✓	✓	✓	✓	✓		
	15-18	18-20	20-22	22-24	24-27		
<b>MR903</b>	✓	✓	✓	✓	-		
	17.8	20.3	22.8	25.5	-		



Abmessung vom Handumfang auf Höhe der Fingergrundgelenke, ohne den Daumen