

Daumen

Bandagen & Orthesen



Eigenschaften

- ✓ Integriertes Thermoplast  
Turbocast Immo Plus 1.6 mm
- ✓ Kombination aus Neptune™ Material und NXR Strap
- ✓ Verschluss aus Mikroklett

Proxi® CMC Thumb | Daumenbandage

Art.Nr.

MR2381

MiGeL 05.07.01.00.1

Beschreibung

Stabile und funktionale Daumenbandage zur Unterstützung des CMC-Gelenks.

Die Proxi® CMC Daumenbandage verfügt über eine vorgeformte, volare Plattform aus Thermoplast, welches dem CMC-Gelenk eine optimale Positionierung bietet.

Die volare Plattform hat eine Öffnung über dem Daumenballen, an der ein halbelastisches Hakenband angebracht werden kann, um eine aktive Unterstützung zu bieten und die Abduktion des Daumens zu unterstützen.

Das integrierte Thermoplast besteht aus Turbocast Immo+® 1,6 mm und kann ohne Verwendung von heissem Wasser oder einer Heissluftpistole individuell umgeformt werden.

Mediroyal Proxi® CMC besteht aus Neptune™ Material, das hydrodynamisch, atmungsaktiv und hautfreundlich ist.

Indikationen

- ✓ CMC-1 Beschwerden
- ✓ Osteoarthritis
- ✓ Posttraumatische und postoperative Reizzustände

Abmessen | Größen in cm

Ausführung links/rechts

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓	✓		
	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22		



Abmessung Handgelenkumfang