

# Handorthese

Bandagen & Orthesen



### Eigenschaften

- ✓ Mikrolett am Schlaufenende zur Fixierung
- ✓ Beugt Hygieneproblemen vor
- ✓ Hoher Tragekomfort

## TONUS™ Fingerseperator | Zur Kombination mit Handorthese

**Art.Nr.** TON812-U

### Beschreibung

Zur Fingertrennung in Kombination mit der TONUS™ Handorthese erhältlich.

Der Fingerseperator wurde zur Fingertrennung in Kombination mit ulnarer / radialer Einstellung der Hand entwickelt.

Die Fingerschlaufen sind aus atmungsaktivem und weichem Ventus™-Material.

Das Mikrolett am Schlaufenende dient der direkten Fixierung an der TONUS™ Handorthese.

### Abmessen | Grössen in cm

Ausführung links/rechts

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Universalgrösse