

NRX Strap

Produktinformationen

Materialzusammensetzung

Das NRX® Strap besteht aus einer geschlossenen Mikrozelle CR Schaumstoff auf mineralischer Basis, komplett frei von Latex und ETU.

Lieferumfang

Das NRX® Strap wird in Rollen geliefert. Jede Einheit ist 3.1 m lang und in den Breiten 30mm, 50mm, 110mm erhältlich.

NRX® Strap Double ist zusätzlich in der Breite 300mm und NRX® Strap Plus in der Breite 80mm erhältlich.

In allen Verpackungen werden 5-10 Stück Mikrohaken mitgeliefert, welche zur Fixierung des Straps benötigt werden.

Benutzerhinweise

Bearbeitung und Pflegehinweis

Das NRX® Strap Material lässt sich mit einer Schere leicht zuschneiden, ohne dass das Material an den Schnittstellen ausfranst. Somit lässt sich das Material leicht anpassen und ist individuell auf den Patienten abgestimmt.

Das NRX® Strap kann bei 60 C° in der Maschine gewaschen werden und ist wiederverwendbar.