

Textilmaterial

Ergobedarf & Schienenmaterial



Eigenschaften

- ✓ Hohe Elastizität
- ✓ Mikroperforiert
- ✓ Latexfrei
- ✓ Franst beim Zuschneiden nicht aus

Mediroyal NRX® Strap

Beschreibung

Dieses Material eignet sich hervorragend für die meisten orthopädischen Anwendungen, bei denen eine propriozeptive Funktion benötigt wird, da das NRX® Material sehr dehnbar ist und über eine Antirutschfläche verfügt.

Das Material lässt sich zuschneiden ohne auszufransen und ist bei 60°C waschbar.

Zudem kann das Material zum Fixieren von Orthesen genutzt werden, um das Verrutschen der Orthese zu verhindern

Materialzusammensetzung

98% CR-Schaum, 2% Nylon

Maschinenwaschbar bei 60 Grad.

Größen

EU446603 Schwarz 3 mm, 58 x 100 cm