


## Thermoplaste

Ergobedarf &amp; Schienenmaterial



### Eigenschaften

- ✓ Waschbar bei 40°
- ✓ Memoryeffekt
- ✓ Beidseitige Schaumbeschichtung

## Turbocast® | Classic

### Beschreibung

TURBOCAST® Classic ist ein einzigartiges thermoplastisches Tieftemperaturmaterial mit dünner, beidseitiger Schaumbeschichtung.

Durch die dünne, beidseitige Schaumbeschichtung haftet Turbocast® Classic nicht an Haut und Haar, lässt sich einfach Formen und gewährleistet eine Luftzirkulation.

Verarbeitung bei 70 ° - 75 ° Wassertemperatur.

**Zubehör** TURBOCAST® Classic Daumen Precut

**Form** Schmetterlingsform

**Grösse** S - 1.6 mm Stärke  
M - 2.0 mm Stärke

**Farbe** Beige

### Indikationen

- ✓ Statische Lagerungsschienen bei:  
Frakturen, Distorsionen, Luxationen, rheumatische Arthritis, M. De'Quervain, Karpaltunnelsyndrom
- ✓ Dynamische Schienen/Quengel:  
zur Dehnung und Mobilisierung bei entzündlichen Prozessen, Traumata oder Operationen
- ✓ Übungsschienen:  
zur Mobilisierung bis zur vollständigen Heilung

Art.Nr.	Stärke	Farbe	Perforation	Grösse
T0810	0.8 mm	Beige	Mikro	45 x 60 cm
T0812	0.8 mm	Blau	Mikro	45 x 60 cm
T1610	1.6 mm	Beige	Mikro	45 x 60 cm
T1612	1.6 mm	Blau	Mikro	45 x 60 cm
T2010	2.0mm	Beige	Mikro	45 x 60 cm
T2012	2.0 mm	Blau	Mikro	45 x 60 cm