

Kinesiotape - Medizinische Tapes

Therapie & Training



Eigenschaften

- ✓ 100% latexfrei
- ✓ Aus Baumwolle mit hypoallergener Acrylbeschichtung
- ✓ Wasserresistent

Cure Tape® | Classic

Art.Nr. CT | CTG

Beschreibung

Latexfreies Kinesiologie-Tape
 CureTape® Classic und CureTape® Classic Giant bestehen aus qualitativ hochwertiger Baumwolle, welche über eine ähnliche Elastizitätseigenschaft wie die der menschlichen Haut entspricht.
 Die mit antiallergischer acrylbeschichtete Rückseite reduziert das Risiko von Hautirritationen.
 Kann 3-5 Tage am Körper belassen werden.

Indikationen

- ✓ Aktivierung/Regulierung des Blut- und Lymphkreislaufes
- ✓ Verbesserung der Muskelfunktion
- ✓ Unterstützung der Gelenkfunktion
- ✓ Schmerzlinderung
- ✓ Neurophysiologische und segmentale Beeinflussung

Farbe	Art. Nr. Rolle 5 m	Verpackungseinheit	Bemerkung	Art. Nr. Rolle 31.5 m
Beige	CT01	6 Rollen	Nicht assortierbar	CTG01
Blau	CT02	6 Rollen	Nicht assortierbar	CTG02
Pink	CT03	6 Rollen	Nicht assortierbar	CTG03
Orange	CT04	6 Rollen	Nicht assortierbar	CTG04
Schwarz	CT05	6 Rollen	Nicht assortierbar	CTG05
Gelb	CT06	6 Rollen	Nicht assortierbar	CTG06
6 Farben	CTMIX	6 Rollen	Je Farbe 1 Rolle	-
Musterset	MSET			

