

Genou

bandages et orthèses



Caractéristiques

- ✓ Atelles articulaires en aluminium
- ✓ Fermetures Velcro larges et stabilisantes
- ✓ Disponible en format géant

ARX® Liga Light Wrap | Genouillère

No d'art.

ARX315

No Lima 22.04.01.00.1

Description

Comparable à l'art. ARX314, mais sans le système de harnais poplité.

Indications

- ✓ Instabilité du ligament latéral
- ✓ Gonarthrose
- ✓ Polyarthrite rhumatoïde

Mesure | Hauteur en cm

Portable universellement à droite et à gauche

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	29-32	32-35	35-38	38-42	42-46	46-50	50-54



Mesure de la circonférence du genou