

Ergänzende Kniemasstabelle für Kniebandagen - Mediroyal

Tableau complémentaire des mesures du genou - Mediroyal

Knie: Abmessung Knieumfang
Oberschenkel: Abmessung 15 cm oberhalb der Kniescheibe
Wade: Abmessung 15 cm unterhalb der Kniescheibe

Genou: mesure de la circonférence du genou
cuisse: mesuré 15 cm au-dessus de la rotule
Mollet: mesuré 15 cm en dessous de la rotule

Bitte beachten Sie, dass die Masstabelle eine Orientierungshilfe bei der Auswahl der richtigen Grösse ist. Für die richtige Passform sollten Sie die Orthese immer anprobieren.

Veuillez noter que le tableau des mesures est un guide pour choisir la bonne taille. Pour un ajustement correct, vous devriez toujours essayer l'orthèse.



NRX® Zirkuläres Design / Design circulaire

NRX401 · NRX402 · NRX431

| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Knie · Genou | 29-32 cm | 32-35 cm | 35-38 cm | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm |
| B. Schenkel · Cuisse | 34-41 cm | 39-45 cm | 43-49 cm | 47-53 cm | 51-58 cm | 56-62 cm | 61-69 cm |
| C. Waden Mollet | 28-33 cm | 31-36 cm | 34-39 cm | 37-43 cm | 41-47 cm | 45-51 cm | 49-55 cm |



NRX® Kurzes Design / Conception courte

NRX420* · NRX430

| | XXS* | XS | S | M | L | XL | XXL |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Knie · Genou | 26-29 cm | 29-32 cm | 32-35 cm | 35-38 cm | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm |

* Nur NRX420 / Seulement NRX420



ARX® Zirkuläres und offenes Design / Conception circulaire et ouverte

ARX312 · ARX314 · ARX315 · ARX316

| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Knie · Genou | 29-32 cm | 32-35 cm | 35-38 cm | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm |
| B. Schenkel · Cuisse | 34-41 cm | 39-46 cm | 43-51 cm | 46-55 cm | 50-61 cm | 56-67 cm | 61-71 cm |
| C. Waden Mollet | 28-33 cm | 30-38 cm | 33-41 cm | 37-46 cm | 41-50 cm | 45-55 cm | 50-62 cm |



ARX® Zirkuläres und offenes Design / **Conception circulaire et ouverte**

ARX912

| | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Knie · Genou | 32-35 cm | 35-38 cm | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm |
| B. Schenkel · Cuisse | 39-46 cm | 43-51 cm | 46-55 cm | 50-61 cm | 56-67 cm | 61-71 cm | 66-79 cm |
| C. Waden Mollet | 30-38 cm | 33-41 cm | 37-46 cm | 41-50 cm | 45-55 cm | 50-62 cm | 55-67 cm |



CRX® Standard Zirkuläres Design mit verschiedenen Kompressionszonen / **Design circulaire avec différentes zones de compression**

CRX602 · CRX603 · CRX609 · CRX613


| | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A. Knie · Genou | 27-29 cm | 30-32 cm | 33-35 cm | 36-38 cm | 39-41 cm | 42-44 cm | 44-46 cm |
| B. Schenkel · Cuisse | 38-40 cm | 41-43 cm | 44-47 cm | 47-50 cm | 50-53 cm | 53-56 cm | 56-59 cm |
| C. Waden Mollet | 27-30 cm | 30-33 cm | 33-36 cm | 36-39 cm | 39-42 cm | 42-45 cm | 44-47 cm |



SRX® Zirkuläres Design / **Design circulaire**

SRX852

| | S | M | L | XL |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| A. Knie · Genou | 29-32 cm | 32-35 cm | 35-38 cm | 38-42 cm |
| B. Schenkel · Cuisse | 34-41 cm | 39-45 cm | 43-49 cm | 47-53 cm |
| C. Waden Mollet | 28-33 cm | 31-36 cm | 34-39 cm | 37-43 cm |



REHATEC
www.reha-ortho.ch