

## Bandages actifs

thérapie et entraînement



## Caractéristiques

- ✓ Coupe anatomique
- ✓ Isolant thermique et respirant
- ✓ Hydrodynamique et à séchage rapide

SRX<sup>®</sup> Genouillère

No d'art.

SXR854

## Description

La genouillère SRX<sup>®</sup> pratique est dotée d'une pelote sur le devant. Elle est placée sur le tendon rotulien afin de soulager la rotule. Des bandes de crochet supplémentaires sur la fermeture velcro permettent de positionner la pelote individuellement.

Le matériau innovant SRX<sup>®</sup> est composé d'un textile de surface tridimensionnel.

La mousse CR à microcellules d'air fermées offre une excellente élasticité tout en créant une légère compression.

Le matériau offre en outre une bonne isolation thermique et n'absorbe pas l'humidité.

La doublure intérieure des bandages sportifs SRX<sup>®</sup> est composée du matériau Neptune<sup>™</sup>, qui possède des propriétés hydrodynamiques et de séchage rapide.

## Indications

- ✓ Inflammation locale
- ✓ Instabilité
- ✓ Syndrome de la pointe de la rotule

## Mesure | Hauteur en cm

Port universel à droite et à gauche

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
✓	✓	✓	✓	✓			
26 - 29 cm	29 - 32 cm	32 - 35 cm	35 - 38 cm	38 - 42 cm			



Dimension circonférence du genou