

Bandages actifs

thérapie et entraînement



Caractéristiques

- ✓ Coupe anatomique
- ✓ Isolant thermique et respirant
- ✓ Hydrodynamique et à séchage rapide

SRX[®] Pantalon thermique et de compression

No d'art.

SRX880

Description

Le short thermique et de compression SRX[®] est composé d'une combinaison de matériau CR ultra-stretch de 0,7 mm et de matériau de compression SRX[®] de 1 mm. Cette composition offre à la fois une isolation thermique et une légère compression pour les fesses, l'aine et les cuisses.

Le matériau innovant SRX[®] est composé d'un textile de surface tridimensionnel.

La mousse CR à microcellules d'air fermées offre une excellente élasticité tout en créant une légère compression.

Le matériau offre en outre une bonne isolation thermique et n'absorbe pas l'humidité.

La doublure intérieure des bandages sportifs SRX[®] est composée du matériau Neptune[™], qui possède des propriétés hydrodynamiques et de séchage rapide.

Indications

- ✓ améliorer la circulation sanguine et l'élasticité des muscles
- ✓ Isolation thermique et copression des fesses, de l'aine et des cuisses
- ✓ légers claquages musculaires et surmenage

Mesure | Hauteur en cm

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓	✓		
	60 - 75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm	90 - 105 cm	105 - 115 cm		

Dimension tour de hanches