

Orthèse pour la main

bandages et orthèses



Caractéristiques

- ✓ Cadre en aluminium moulable
- ✓ Sangles en velcro variables
- ✓ Matériau aéré et absorbant la pression

Resto® Basic RHP | Orthèse de main stable

No d'art.

E27

No Lima 99.01.01.01.1

Description

Cette orthèse de main se compose d'un cadre en aluminium très facile à mettre en forme. La large bande qui recouvre le poignet assure une plus grande stabilité.

L'arc de forte tension en flexion est soulagé par la sangle venant du côté ulnaire vers le côté radial. Une autre bande velcro permet de stabiliser l'extension des doigts.

La housse est faite d'un matériau aéré et absorbant la pression. Les bandes velcro peuvent être fixées de manière variable sur tout le côté extérieur.

Indications

- ✓ Spasticité mineure à modérée
- ✓ Après les injections de botox
- ✓ Pour la polyarthrite rhumatoïde ou en postopératoire après un traumatisme

Mesure | Hauteur en cm

Version gauche/droite

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
		✓	✓	✓			
		60 - 75	75 - 90	90 - 105			



Dimension de la largeur de la main à la hauteur des articulations MCP