

## Bras

bandages et orthèses



## Caractéristiques

- ✓ Coussin de cou/épaule pour un positionnement sans pression
- ✓ Boucle supplémentaire pour le pouce
- ✓ Ceinture réglable

## Omox | Écharpe de bras

No d'art.

MR1101

No Lima 22.09.01.00.1

## Description

L'écharpe de bras offre un soutien et une immobilisation optimaux pour le bras et l'épaule.

La poche profonde garantit une position sûre du bras et du coude.

Le harnais est fabriqué dans un matériau 3D qui absorbe la pression et assure une bonne ventilation.

## Indications

- ✓ Immobilisation de l'épaule et du bras
- ✓ Après le traitement de la fracture pour soulager le poids du plâtre ou de l'orthèse
- ✓ Traumatisme des tissus mous de l'épaule, Bras supérieur ou avant-bras nécessitant une immobilisation

## Mesure | Hauteur en cm

Version gauche/droite

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
		✓	✓	✓			
		S 28-33	33-40	40-51			



Mesurer de l'arrière du coude jusqu'à l'articulation du MCP