

## Main

bandages et orthèses



## Caractéristiques

- ✓ Boucle de pouce pour un réglage individuel
- ✓ Quatre fermetures Velcro dorsales
- ✓ Attelle en plastique thermoformable

## Origo Nova Short | Bandage anatomique du poignet, court

No d'art. MR2260 noir

No Lima 22.07.02.00.1

No d'art. MR2210 beige

## Description

Support anatomique pour le poignet, composé de trois matériaux assemblés séparément.

Une couture supplémentaire sur le poignet, discrète et sans pression, augmente la stabilité, notamment dans la phase de flexion.

## Indications

- ✓ Syndrome du canal carpien
- ✓ Immobilisation postopératoire
- ✓ Tendinite

## Mesure | Hauteur en cm

Version gauche/droite

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	



Dimension circonférence du poignet

MR2210 Origo Short Wrist beige XXS et XXL sont disponibles sur demande avec un délai de livraison de 10 à 14 jours.