

Main

bandages et orthèses



Caractéristiques

- ✓ Attelle en plastique thermoformable
- ✓ Boucle de pouce pour un réglage individuel
- ✓ Convient aux patients souffrant de rhumatismes

Ventus Long Wrist | Bandage du poignet, long

No d'art.

MR2221 noir

No Lima 22.07.02.00.1

No d'art.

MR2224 beige

Description

Ce support de poignet est comparable à l'art. No. MR2220/MR2223, mais dans une version plus longue et donc plus stabilisante.

Un velcro élastique supplémentaire augmente la stabilité au niveau du poignet.

Indications

- ✓ Syndrome du canal carpien
- ✓ Immobilisation postopératoire
- ✓ Tendinite
- ✓ Arthrose
- ✓ Distorsions du poignet
- ✓ Irritations chroniques du poignet

Mesure | Hauteur en cm

Version gauche/droite

| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12-13 | 13-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 21-23 | |



Dimension circonférence du poignet

MR2224 Ventus Long Wrist beige XXS à XXL sont disponibles sur demande avec un délai de livraison de 10-14 jours.

MR2221 Ventus Long Wrist black XXS est disponible sur demande avec un délai de livraison de 10 à 14 jours.