

Main

bandages et orthèses



Caractéristiques

- ✓ Matériau respirant
- ✓ Boucle de pouce pour un réglage individuel
- ✓ Attelle en plastique thermoformable

Neptune Short Wrist | Bandage du poignet

No d'art.

MR2230 short

No Lima 22.07.02.00.1

No d'art.

MR2231 long

Description

Une attelle de poignet qui est utilisé notamment dans les situations de travail intensif. Il a une fonction de soutien élevée, est antiallissant, respirant et rafraîchissant.

Une attelle en plastique thermoformable sur le côté palmaire stabilise et positionne le poignet.

Indications

- ✓ Syndrome du canal carpien
- ✓ Immobilisation postopératoire
- ✓ Tendinite
- ✓ Arthrose

Mesure | Hauteur en cm

Version gauche/droite

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	



Dimension circonférence du poignet