

Main

bandages et orthèses



Caractéristiques

- ✓ Boucle de pouce pour soulager l'articulation CMC
- ✓ Boucle de pouce pour un réglage individuel
- ✓ Attelle en plastique thermoformable

Origo Pollus Wrist | Bandage du poignet

No d'art.

MR2262

No Lima 22.07.02.00.1

Description

Ce support de poignet est comparable à l'art. MR2210, mais avec une boucle de pouce intégrée supplémentaire pour soulager l'articulation CMC.

Indications

- ✓ Syndrome du canal carpien
- ✓ Immobilisation postopératoire
- ✓ Tendinite

Mesure | Hauteur en cm

Version gauche/droite

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23	



Dimension circonférence du poignet

Les tailles XXS et XXL sont disponibles sur demande avec un délai de livraison de 10 à 14 jours.