


Semelle intérieure

Semelles



Caractéristiques

- ✓ Fabriqué en polymère viscoélastique
- ✓ Lavable à l'eau et au savon
- ✓ Dessous antidérapant

Thin Insole | Semelle fine

No d'art.

MR1411

No Lima 23.01.01.00.1

Description

Cette semelle offre un soulagement et un amortissement optimal.

Cette semelle est fine à l'avant du pied et plus épaisse au niveau du talon. Il offre un soulagement et un amortissement optimal. Il est placé directement dans la chaussure au lieu de la semelle intérieure.

La semelle peut être coupée à la taille voulue avec des ciseaux si nécessaire.

Indications

- ✓ Lésions des membres inférieurs
- ✓ Atteinte du tibia (causée par une mauvaise absorption des chocs)
- ✓ Post-opératoire après une opération du genou ou de la hanche

Mesure | Hauteur en cm

Disponible par paire

	A	B	C	D	E
	✓	✓	✓	✓	✓
Pointure	35-37	37-40	40-43	44-45	46-



Taille des chaussures